



Livecare**support**

CONFIGURAZIONE DI RETE

WWW.LIVECARE.IT



1. CONFIGURAZIONE DI RETE

Per poter utilizzare la soluzione Livecare è necessaria la seguente configurazione di rete:

1.1. APERTURA PORTE

- TCP 80 (chat, obbligatoria)
- TCP 20001 (chat, consigliata)
- TCP 443 (assistenza, obbligatoria)
- TCP 5938 (assistenza, consigliata)

1.2. HOSTNAMES

- *livecare.it
- *livecare.net

1.3. RANGE DI IP

- 85.94.198.96 - 85.94.198.127



Per maggiori informazioni



+39 02 6111981 - support@livecare.it

www.livecare.it | www.icona.it